

PRODOTTI PER OSTETRICIA

AFFIDABILE E CONVENIENTE



Perforatore della membrana amniotica

Il perforatore della membrana amniotica rappresenta un metodo sicuro e comodo per la rottura della membrana amniotica. I perforatori amniotici vengono testati attentamente mediante validi sistemi di ispezione al fine di garantire la massima qualità.

- Punta arrotondata e protetta per perforare la membrana amniotica evitando lesioni alla madre e al bambino.
- Monouso, sterilizzato e in confezione singola per l'uso igienico.
- I lati di forma ergonomica e la superficie antiscivolo ne prevengono lo scivolamento.
- Il perforatore della membrana amniotica è lungo 26,5 cm.



Clamp per cordone ombelicale

Realizzato con precisione, il clamp per cordone ombelicale è igienico, sicuro e affidabile. Dopo la nascita consente di chiudere il cordone ombelicale al fine di evitare il sanguinamento del neonato.

- Articolo monouso sicuro e semplice da utilizzare.
- Le estremità antiscivolo della pinza ombelicale impediscono lo scivolamento durante l'impiego.
- Garantisce una tenuta salda ed esercita una pressione costante indipendentemente dal diametro e dalle pieghe del cordone ombelicale.
- Il dispositivo di protezione a cerniera blocca il cordone ombelicale fra le ganasce dentate impedendone il movimento.



Pinza per la rimozione del clamp per cordone ombelicale

La pinza per la rimozione del clamp per cordone ombelicale è stata concepita per aprire la specifica cerniera del clamp e rimuoverlo dal bambino.

- Utilizzo sicuro e semplice.
- La superficie tagliente è nascosta per proteggere il bambino da lesioni.
- L'utilizzo monouso elimina il rischio di contaminazione crociata.



PRODOTTI PER OSTETRICIA

AFFIDABILE E CONVENIENTE



Contenitore per campioni di urina

I contenitori per campioni di urina privi di PVC rappresentano l'opzione migliore per comfort e protezione della pelle delicata. Il sistema intelligente per la raccolta delle urine può essere utilizzato in neonati e bambini di entrambi i sessi.

- Diverse forme e misure per soddisfare quasi tutte le esigenze anatomiche.
- Superficie adesiva standard o perforata (entrambe senza lattice).
- La struttura a doppia camera con valvola di non ritorno consente di tenere l'urina lontano dalla pelle evitando infiammazioni cutanee.
- Le superfici adesive possono essere incollate tra loro per l'invio del campione d'urina nel laboratorio.
- La pellicola protettiva della superficie adesiva, divisa orizzontalmente, semplifica l'applicazione.

200 ml Pediatrico




100 ml Neonato



10 ml Prematuro



Superficie adesiva perforata



Superficie adesiva standard



Per maggiori informazioni consultare:
www.ardo.ch/ostetricia

99.04.343 Ardo OB Flyer it V01 10.2019.pdf